




VEJA MAIS,
COM CONFIANÇA.

DESENHADO PARA CIRURGIA. **DESENHADO PARA VOCÊ.**

Imagine seu ambiente cirúrgico.

Imagine um sistema de imagem cirúrgica que:

- proporciona imagens em tempo real
- se adapta ao fluxo cirúrgico
- realiza manobras fluidas no centro cirúrgico
- excede as expectativas

VISÃO OTIMIZADA. DESEMPENHO ENTREGUE.


Você precisa de imagens segmentadas 3D.

Você precisa de fluoroscopia 2D.

Você conhece suas necessidades cirúrgicas.

Você conhece seu procedimento.

Nós podemos ajudar.



**PORTA COM
SISTEMA DE
ABERTURA
EXCLUSIVO.
POSICIONAMENTO
ROBÓTICO.
MOBILIDADE DO
DISPOSITIVO.**





O centro cirúrgico não precisa se adaptar à nossa tecnologia, o O-arm™ simplesmente se integra ao ambiente cirúrgico existente.



IMAGEM EM 2D




Para Localização, atualizações anatômicas em tempo real e verificação.

IMAGEM EM 3D

Imagens dos cortes axiais, coronais, sagitais e oblíquos oferecem uma visão expandida da anatomia do seu paciente.

CONFIRMAÇÃO

Visualizar os dados de imagem de seus pacientes enquanto ainda estão na mesa cirúrgica. Tenha certeza que seus objetivos cirúrgicos são cumpridos.




TRABALHO EM EQUIPE


O-arm™ e Sistema StealthStation™.

Juntos, fornecemos soluções contínuas para imagens cirúrgicas e navegação.

NAVEGAÇÃO 3D

O sistema O-arm™ fornece imagens intraoperatórias em tempo real ao StealthStation™. Você navega pela anatomia do seu paciente com feedback visual instantâneo da orientação do instrumento.







REGISTRO AUTOMÁTICO

O registro automático do sistema O-arm™ com o sistema StealthStation™ é um processo integrado e simples para permitir a navegação cirúrgica.


PADRÃO




DOSE BAIXA



ALTA DEFINIÇÃO



CRANIAL APRIMORADO



PROTOCOLOS DE DOSE PARA CORRESPONDER AOS SEUS OBJETIVOS CLÍNICOS

O O-arm™ oferece vários protocolos e ajustes manuais para garantir que você obtenha a imagem certa na porção correta.

CONSCIENTIZAÇÃO DOS CIRURGIÕES E DA EQUIPE

Trabalhando em conjunto, os sistemas O-arm™ e StealthStation™ eliminam a necessidade de usar paramentações protetoras de chumbo durante as etapas navegadas do procedimento.



MANOBRAR. ADAPTAR. INTEGRAR.



Desenhado para complementar
seu fluxo de trabalho cirúrgico:

FLEXIBILIDADE DA MESA .

Acesso lateral ao paciente
permite flexibilidade nas
preferências de mesa cirúrgica.

SALA A SALA.

Mova o sistema entre as salas para
uso em casos simultâneos.

IMAGEM SOB DEMANDA.

Adquira imagens a qualquer
tempo durante o processo,
sem necessidade de programar
previamente.

FLEXÍVEL. CONSISTENTE.
PRECISO.





POSICIONAMENTO VARIÁVEL

Nossos controles robóticos lhe dão a precisa orientação do gantry, para cima e para baixo, lado a lado, memorizável pelo toque de um botão.

SEJA EFICIENTE

Seu paciente pode ser radiografado com o sistema O-arm™ na sala de cirurgia, sem necessidade de transferência à radiologia.

SIMPLIFIQUE

A memória das posições salva o exato local do gantry e emissor/detector em até quatro posições de imagem, mais uma posição de repouso. E com o recurso de Memória 2D, o sistema O-arm™ percorre automaticamente e faz imagens 2D em cada posição salva.

IMAGEM CIRÚRGICA

A visualização é crítica durante procedimentos complexos e minimamente invasivos. O Sistema O-arm™ é um membro confiável da equipe, para ser usado antes, durante e após a cirurgia.



Medtronic Brasil

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85
Cidade Monções, São Paulo - SP
CEP 04576-010, Brasil

Telefone: +55 11 2182-9200

www.medtronicbrasil.com.br

Consulte o manual de instruções do produto para obter instruções, avisos, precauções e contra indicações. Os profissionais de saúde devem revisar o manual técnico do produto antes de usá-lo. Para obter informações sobre indicações, segurança e avisos, entre em contato com a Medtronic.

Registro ANVISA nº:
StealthStation™ S7 - 10339190361
O-Arm™ - 10339190638

©2018 Medtronic. Todos os direitos reservados.
UC201500832 EN